

Guía Rápida para Pacientes

Recepción del sensor

El Profesional de la Salud (PdS) le proporcionará un sensor STAT-ON y un cinturón.



El Profesional configurará el sensor y le dará y le colocará el sistema ya en marcha en la cintura. Usted no tendrá que manipular el sensor.

Uso del sensor

Cada mañana, se colocará el sensor de la siguiente forma:



El sensor siempre tiene que estar **en el lado izquierdo de la cintura** y la parte donde está el botón y los LEDs debe estar hacia arriba. Por la noche se lo deberá quitar. No hace falta sacar el sensor del cinturón si así lo desea.

En funcionamiento normal verá que el LED de funcionamiento del sensor parpadea en verde. Si el sensor está quieto esta luz se apagará, pero cuando se detecte movimiento, se encenderá de nuevo. Si apareciera un LED de color ROJO, el sensor tiene un error, quítese el sensor e indíquelo al Profesional.

Recomendaciones básicas

1. Procure **NO utilizar el sistema STAT-ON durante largos periodos de tiempo en transportes tanto públicos como privados** ya que puede llegar a provocar falsos positivos. Si prevé que puede utilizar cualquier tipo de transporte durante periodos de horas, por favor, deje el sensor en casa.

2. Procure realizar sus actividades de la vida diaria con normalidad, pero **quítese el dispositivo si va a realizar actividades físicas** (por ejemplo, gimnasio) o actividades con movimientos muy repetitivos como fregar el suelo.

3. **Puede quitarse el sensor cuando desee** o considere oportuno. Simplemente debe dejarlo sin mover en una superficie plana.

4. **No se duche con el sensor** porque, aunque el sensor sea impermeable, el cinturón es textil y provocaría que tuviera que secarlo durante un tiempo prolongado.

Cargando el dispositivo

En el caso de que le proporcionen un cargador para una prueba de más de una semana, siga los siguientes pasos para cargar el sensor STAT-ON:

- 1- Coloque la base de carga en la mesa asegurándose de que la parte blanca esté hacia abajo. Conecte el cable USB provisto a la plataforma de carga y enchufe el otro extremo a una toma de corriente.
- 2- Coloque el sensor STAT-ON en el centro de la plataforma de carga como indica la figura.
- 3- Mientras la batería se está cargando, el indicador LED naranja del sensor se iluminará. Además, el indicador LED en la plataforma de carga parpadeará en color amarillo. El proceso de carga puede durar hasta 8 horas.
- 4- Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador LED naranja del sensor se apagará. El indicador LED del panel de carga permanecerá activado y amarillo, sin parpadear.

